

Описание Termex БНТИ-05-04-2К

БНТИ-05-04-2К Комплект приспособлений

Комплект приспособлений БНТИ-05-04-2К используется при определении предельной температуры фильтруемости наустановке ПТФ в случае размещения ее измерительной ячейки в жидкостной бане БНТИ-05-04.

Использование этого комплекта позволяет быстро переставлять измерительную ячейку в рабочую ванну с более низкой температурой и, тем самым, соблюдать требования п. 6.1.10.3 ГОСТ Р 54269 и п. 6.1.10 ГОСТ EN 116 в части обеспечения перехода на более низкую температуру не более чем за2 мин 30 с.

В комплект вхолит

- 1 Крышка на два стакана 2 шт.
- 2 Крышка 4 шт.
- 3 Пробка резиновая №19 2 шт.
- **4** Втулка 2 шт.
- 5 Кольцо пробковое изоляционное 2 шт.
- 6 Стакан латунный 2 шт.

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83