



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 511-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 500-50-50 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ЗНАМЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, ДОМ 5 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ ЗАКАЖИТЕ СЕБЕ ПРИБОРЫ

Артикул: 3049408



ОСОБЕННОСТИ FLUKE 7380-OTR-25

7380-OTR-25 Комплект из: 7380-25 Компактная ванна, от –80 до 100 °С, Термометр 1529 Chub-E4 (2 PRT), 5615-12-L Зонд, ПО MET/TEMP II

Компактные поверочные термостаты, обладающие стабильностью и однородностью, необходимыми для тестирования прецизионных термометров

- Разброс каждого из параметров — стабильности и однородности — ниже чем $\pm 0,008$ °С;
- Характеристики метрологического уровня в габаритах, удобных для размещения в лаборатории;
- Удобство использования на столах или лабораторных тележках.

Среди предложений компании Fluke Calibration имеются высокотемпературный поверочный термостат (300 °С) и низкотемпературный охлаждаемый поверочный термостат для калибровки при низких температурах (т. е. –80 °С) в компактном исполнении. Метрологические термостаты компании Fluke Calibration во всем мире известны превосходной регулировкой температуры, обеспечивающей высокую стабильность ($\pm 0,005$ °С) и однородность ($\pm 0,005$ °С) температуры.

Если вам нужен только циркулятор или поверочный термостат общего назначения для управления процессом с точностью в пределах нескольких градусов и для помещения биологических тестовых образцов, обратитесь к производителю поверочных термостатов общего назначения. Но если вы выполняете тестирование прецизионных термометров, для которых стабильность и однородность являются критически важными для успеха вашей работы, обращайтесь к нам.

7380

В диапазоне сверхнизких температур модель 7380 быстро достигает точки –80 °С и поддерживает в этой точке стабильность по уровню два сигма в диапазоне $\pm 0,006$ °С. Модель 7380 — это настоящий метрологический поверочный термостат, а не просто холодильник или циркулятор. При однородности до $\pm 0,008$ °С калибровка температурных устройств методом сличения может быть выполнена с высокой точностью.

Для управления поверочным термостатом с персонального компьютера каждая ванна снабжена последовательным интерфейсом RS-232 и нашим программным обеспечением Model 9930 Interface-it. С помощью устройства считывания показаний термометра от компании Fluke Calibration, такого как Black Stack, и нашего ПО MET/TEMP II можно проводить автоматическую калибровку без участия оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 7380-OTR-25

Параметр	Значение
Диапазон	от –80 до 100 °С
Стабильность	$\pm 0,006$ °С при
	–80 °С (этанол)
	$\pm 0,010$ °С при
	0 °С (этанол)
	$\pm 0,010$ °С при
	100 °С (масло 5012)
Однородность	$\pm 0,008$ °С при
	–80 °С (этанол)
	$\pm 0,012$ °С
	при 0 °С (этанол)
	$\pm 0,012$ °С при
	100 °С
	(масло 5012)
Время нагревания†	25 минут
	с 25 °С
	до 100 °С

Параметр	Значение
	(масло 5010)
Время охлаждения	130 минут,
	с 25 °С
	до –80 °С
	(этанол)
Время стабилизации	15–20 минут
Установка температуры	Цифровой дисплей с кнопочным вводом данных
Разрешение контрольной точки	0,01°
Разрешение отображаемых значений	0,01 °
Точность цифровой настройки	± 0,5 °С
Воспроизводимость цифровой настройки	± 0,01 °С
Отверстие доступа	86 x 114 мм
Рабочая поверхность	86 x 114 мм
Глубина	178 мм
Материал узлов, контактирующих с жидкой средой	Нержавеющая сталь 304
Электропитание	115 В перем. тока (±10 %) 60 Гц, 16 А или 230 В перем. тока
	(±10 %), 50 Гц, 8 А, указать
Объем	4 литра
Размер (ШxГxВ)	305 x 610 x 762 мм
Масса	52 кг
Пакет программ для автоматизации	ПО Interface-it и RS-232 входят в комплект поставки (IEEE-488 опционально)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 7380-OTR-25

- Компактная ванна, от –80 до 100 °С;
- Термометр 1529 Chub-E4 (2 PRT);
- 5615-12-L Зонд;
- ПО MET/TEMP II .

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83