



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 47 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 630-70-51
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: УЛ. ТИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
EAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480786



Pa
Te
pa
Ti
ba
Pa
Be

ОПИСАНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА DT-886

Термометр ушной **DT-886**. Это высококачественный продукт использующий новейшие технологии, соответствует международным стандартам. Точный и безопасный для новорожденных и всей семьи. Клинические подтверждено, измерение температуры в районе барабанной перепонки дает наиболее точные показатели.

ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА DT-886

- Многофункциональность - измерение температуры в ушном канале у ребенка или взрослого человека; бесконтактное измерение температуры поверхности;
- Точность измерения температуры у человека $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$;
- Идеально подходит для измерения температуры у детей;
- Безопасность измерения - прибор не содержит излучающих устройств, ртути и стекла;
- Быстрота измерения - время замера всего 1-2 с;
- Удобство измерения в ушном канале по сравнению с другими контактными способами Соответствие европейским клиническим стандартам EN 12470-5 и ASTM E-1965-1998;
- ЖК-дисплей с подсветкой (подсветка включается на 4-5 с после включения и окончания измерения);
- Запоминание результатов 12 последних измерений;
- Звуковая сигнализация работы;
- Индикатор разряда батареи;
- Автоматическое выключение после 1 минуты бездействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСКОНТАКТНОГО ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА DT-886

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры тела	32,0 °C ~ 42,9 °C/95 °F ~ 109 °F
Базовая точность	35,5 °C ~ 42,0 °C ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}/0,2^{\circ}\text{F}$)
Разрешение индикации	0,1 °C
Единицы измерения	°C или °F
Время замера	0,5 с
Память (автозапоминание)	12 значений
Питание прибора	2 элемента питания типа AAA
Условия эксплуатации	5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F) / 15 ~ 95% RH
Размеры	155 x 50 x 33 мм
Вес	68 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-886

№	Наименование	Количество
1	Бесконтактный инфракрасный термометр DT-886	1
2	Руководство по эксплуатации	1

