



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## тестер эндоскопических приборов Dale301

Артикул: 2249200



Pa

Be

### Описание Тестер эндоскопических приборов Dale301

#### НАЗНАЧЕНИЕ DALE301

**Dale301** - это простой в использовании прибор, который подходит для тестирования большинства жестких эндоскопов. С помощью этого прибора можно выявить следующие неисправности эндоскопических приборов:

- разбитые линзы;
- изогнутый направляющий пруток (линейность медицинского жесткого эндоскопического прибора);
- износ;
- проникновение влаги внутрь прибора;
- присутствие засоряющих частиц;
- сколы на линзах.

#### ОСОБЕННОСТИ DALE301

- простой в использовании;
- легкий и компактный;
- использование без источника света и дополнительных аксессуаров;
- совместимость с большинством жестких эндоскопов.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DALE301

| Параметры                               | Значения            |             |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| Диаметр окуляра                         | 31,75 мм            |             |
| Параметры линзы                         | Фокусное расстояние | 40 мм ± 3 % |
|                                         | Оптическая сила     | 25 дптр     |
|                                         | Материал            | Плексиглас  |
|                                         | Диаметр             | 19 мм       |
| Шкала подстройки фокусного расстояния   | 16 см               |             |
| Максимальный диаметр жесткого эндоскопа | < 10 мм             |             |
| Размеры                                 | 22 см × 4 см × 4 см |             |
| Вес                                     | 370 г               |             |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**