



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Москва
Точка FOSS MilkoScan Mars

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



MilkoScan™ Mars отличается высокой экономической эффективностью и позволяет измерять до шести ключевых параметров из одного образца молока. Вы можете тестировать и тестировать снова столько, сколько захотите, без каких-либо дополнительных затрат. Этот прибор приведет к немедленному и значительному сокращению затрат, заменив большую часть традиционных влажных химических анализов.

ФУНКЦИИ:

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Удобный интерфейс программного обеспечения
- Большой встроенный цветной сенсорный экран
- Никаких химикатов и одноразовых материалов
- Автоматическая стандартизация
- Готовые к использованию опции проверки на фальсификацию

ПРОВЕРКА НА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ

FOSSCONNECT™

FossConnect™ — это централизованное сетевое решение для управления MilkoScan™, Fossomatic™, BactoScan™ и CombiFoss™, которое помогает вам снизить производственные затраты и обеспечить качество вашей продукции. С помощью FossConnect™ вы можете управлять, настраивать и контролировать свои инструменты удаленно с любого компьютера, подключенного к Интернету, и защищать свои данные в любое время, когда они вам понадобятся.

ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

- Световой индикатор состояния инструментов.
- Автоматическая очистка нуля и стандартизация.

Характеристики Анализатор молока FOSS MilkoScan Mars

Параметры	Значение	
Размеры (Ш x Д x В)	345 x 280 x 285 мм	
Масса	10,5 кг	
Источник питания	(от 100 до 240 В) В – 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	12В, 5А, - 60 Вт	
Повторяемость (Ср)	Жир, белок: 0,015 % Всего сухих веществ, SNF, лактоза: 0,05 %.	
Температура окружающей среды	5–35 °С	
Влажность окружающей среды	< 80 относительной влажности	
Среда	Для достижения наилучших результатов поместите прибор на устойчивую поверхность вдали от чрезмерной и постоянной вибрации.	
Уровень шума	< 70 дБ (А)	
Диапазон измерения	0-48 % жира 0-6 % белка 0-50 % общего количества сухих веществ	0-12 % SNF 0-6 % лактозы
Точность	≤ 1,2 % CV* по основным компонентам сырого коровьего молока (жир, белок, лактоза, общее количество сухих веществ, нежирные сухие вещества)	
Повторяемость	≤ 0,5 % CV* по основным компонентам сырого коровьего молока (жир, белок, лактоза, общее количество сухих веществ, нежирные сухие вещества)	
Время анализа	1 мин. для молока	
Объем образца	6 мл.	
Температура образца	5 – 40 °С (образец должен быть однородным)	
Очистка	Автоматический и программируемый	
Процедура калибровки	Регулировка наклона/пересечения	
Сетевые соединения	Мозаика	
* Коэффициент вариации		
Включенные калибровки		

