



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

SER 148/3 Аппарат для экстракции

Эк
дв



Описание SER 148/3 Аппарат для экстракции

Аппарат для экстракции растворителями по методу Рэндалла

Экстрактор SER 148/3 фирмы VЕLP позволяет количественно отделить вещество или группу веществ от смеси твердых или полутвердых тел. Экстракция выполняется по методике Рэндалла, в два шага с последующим удалением использованного растворителя, что позволяет избежать сильного загрязнения окружающей среды. Прибор управляется программируемым микропроцессором с 29 настраиваемыми программами. Два независимых дисплея постоянно отображают фактическую температуру и оставшееся до завершения процесса время. Высокий уровень безопасности соответствует нормам CEI EN 60529. Прибор имеет уровень защиты IP 55. К основным областям применения SER 148/3 относится анализ пищевых продуктов, детергентов, резины, пластмассы, фармацевтических изделий, почв и др. для определения точного содержания таких растворимых компонентов, как жиры, поверхностно-активные вещества, пластификаторы и пестициды. Покрытый эпоксидом корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую степень защиты от химических повреждений.

Характеристики SER 148/3 Аппарат для экстракции

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Модель	SER 148/3
Экстракционные гильзы:	33 x 80 мм из чистой целлюлозы
Защитные устройства:	Два микропроцессора с зондом Pt 100, класс защиты IP 55
Рабочая температура:	100 - 260 °C
Вес:	30 кг
Сокращение времени экстракции:	20 - 80%
Воспроизводимость:	±1% и выше
Мощность:	400 Ватт
Охлаждающая вода:	8 л/мин
Объем растворителя:	30-100 мл
Устанавливаемые значения для программ:	
Рабочая температура:	от 100 до 260 °C
Иммерсионное время:	0 - 999 мин
Время промывки:	0 - 999 мин
Время восстановления:	0 - 999 мин

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83