



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 331 0111

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ПЕРВОМАЙСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## вакуумного выделения EluVac

Кл  
Эк  
На  
Хи  
Сп



### Описание ТФЭ EluVac

Система **EluVac** предназначена для одновременного выделения на иммуноаффинных колонках и колонках для твердофазной экстракции (ТФА). Устройство позволяет одновременно выделять до 20 образцов под действием вакуума: таким образом, производительность в лаборатории при пробоподготовке можно легко повысить без приложения видимых усилий. EluVac может использоваться для решения широкого спектра задач для твердофазной экстракции ТФА в пищевых и экологических лабораториях. Для этих целей компания-производитель предлагает штативы под флаконы различного объема. Для слива жидкости используется или центральный сосуд объемом до 600 мл, или специальный отводящий жидкость канал. Поэтому устройство **EluVac** может применяться для выделения из больших объемов образцов, например, из воды или молока.

#### Широкий спектр использования

Конструктивно простое устройство EluVacTM может использоваться для решения широкого спектра задач для твердофазной экстракции в пищевых и экологических лабораториях. Для этих целей компания -производитель предлагает штативы для флаконов различного объема.

Для слива жидкости используется или центральный сосуд объемом до 600 мл, или специальный отводящий жидкость канал. Поэтому устройство EluVacTM может применяться для выделения из больших объемов образцов, например, из воды или молока.

#### Удобство в использовании

С устройством EluVacTM очень легко работать: просто поверните крышку и Вы сможете перейти из режима "сброс" к режиму "сбор" без разборки устройства

#### Основные достоинства

Экономия времени и расходов благодаря усовершенствованной системе пробоподготовки  
Надежное устройство для рутинной работы в лаборатории  
Химически устойчиво  
Специальный резервуар для больших объемов образцов

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83