




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
sher Flex
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Система KingFisher Flex

Система Thermo™ KingFisher™ Flex позволяет обрабатывать от 24 до 96 образцов за запуск в гибком формате, сохраняя воспроизводимость результатов выделения. Она может работать с различными наборами для выделения, в том числе с реактивами Dynabeads или наборами для экстракции нуклеиновых кислот MagMax, позволяя ученым получать образцы для различных научных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ KINGFISHER FLEX

- Простая подготовка для быстрого начала работы
- Удобный графический интерфейс
- ПО BindIt позволяет контролировать прибор, а также создавать, изменять и загружать протоколы
- Высокая скорость выделения нуклеиновых кислот, белков и клеток
- Высокая процессивность системы позволяет обрабатывать до 96 образцов за один цикл и существенно сокращает время ручной работы
- Расширенный рабочий объем образцов с новым 24-х луночным форматом

Характеристики Система KingFisher Flex

Применение	Выделение ДНК и РНК из различных исходных материалов, протеомные исследования, выделение клеток.
Количество образцов за запуск	96 или 24 образца
Типы пластиковых расходных материалов	Плашка с 96 глубокими лунками
	Плашка с 24 глубокими лунками
	96-луночные микроплашки
Рабочий объем	50-1 000 мкл, плашка с 96 глубокими лунками
	200-5 000 мкл, плашка с 24 глубокими лунками
	20-200 мкл, 96-луночная плашка
Температура нагрева	От 5°C выше температуры окружающей среды до +115°C
Внутренняя память	Вмещает около 500 протоколов
Импорт протоколов	С помощью ПО BindIt
Взаимодействие с компьютером	RS-232, USB
Габариты (Ш*Д*В)	680 x 600 x 380 мм
Масса	28 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83