



Описание AND ML-50

ML-50 Универсальный анализатор влажности с помощью которого Вы получите результат всего за несколько минут

Основные функции

- Высокая точность (0,01% - MX) (0,001% - MS)
- Превосходная повторяемость результатов
- Небольшой размер пробы
- Специальное программное обеспечение WinCT-Moisture
- Технология супергибридного сенсора (SHS)
- Стандартная и легкозаменяемая галогеновая лампа (5000 часов)
- Большой ВФ дисплей
- Функция памяти
- Технологии вторичного излучения (SRA) (быстрый и эффективный способ нагрева)
- 5 режимов сушки: стандартный, ускоренный, автоматический, по таймеру и ручной
- Простота в обращении благодаря технологиям, упрощающим работу с прибором.
- Продуманный эргономичный дизайн
- Соответствие нормам GLP, GMP, ISO
- Стандартный интерфейс RS-232C
- Большой выбор аксессуаров
- Государственный реестр средств измерений № 24789-05
- Гарантия на оборудование **пять лет**

Модель	MS-70	MX-50	MF-50	ML-50
НПВ образца, г	71	51	51	51
Дискретность взвешивания, г	0,0001	0,001	0,002	0,005
Погрешность содержания влаги, %	0,001/0,01/0,1	0,01/0,1	0,05/0,1/1	0,1/1
Температура сушки, °C	30-200 (шаг - 1°C)	50-200 (шаг - 1°C)		
Кол-во программ измерения в памяти, шт	20		10	5
Функция памяти данных	100		50	30
Программы измерения (режимы)	Стандартный режим/Быстрый режим/Режим автоматического завершения/Таймер/Ручной режим			
Способ измерения	Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент			
Программное обеспечение	WinCT-Moister		WinCT	-
Стандартная комплектация	Алюминиевые чашки Ø 85мм (MX, MS, MF – 20шт, ML – 10шт), одноразовые чашки 100шт, стекловолоконные пластины (100шт)*, держатель (2шт MX, MF, MS, 1шт ML), пинцет*, ложка*, тест образец* (натрий тартрат дигидрат), чехол прибора*, карта быстрой справки, кабель RS-232C (только MX/MS), чехол дисплея, сетевой кабель, руководство по эксплуатации, справочник пользователя.			

