



## Описание METTLER TOLEDO MS 105DU/A

### ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ УСТАНОВКИ ВЕСОВ ПО УРОВНЮ

Встроенная функция LevelControl сигнализирует об отклонении весов от горизонтального положения и выводит инструкции, позволяющие выровнять весы за несколько секунд.

### НАДЕЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Весы MS-TS отличаются простотой эксплуатации и способствуют внедрению элементов бережливого производства в лаборатории и цехе.

- С большим цветным сенсорным дисплеем удобно работать.
- Встроенные приложения упрощают работу.
- Функции автоматического предупреждения следят за достоверностью результатов.

### СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ С MINWEIGH

До тех пор, пока измеряемый вес ниже заданного значения, цифры на дисплее остаются красными. Функция MinWeigh может работать в двух режимах: пользовательском и сертифицированном.

### ЗАЩИТА НАСТРОЕК ПАРОЛЕМ

Пароль гарантирует, что только уполномоченные сотрудники могут изменять настройки весов. Случайное изменение параметров, влияющих на метрологические характеристики, невозможно.

### ЭРГОНОМИЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛЕГЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Цветным сенсорным дисплеем TFT с диагональю 7 дюймов можно пользоваться не снимая тканевых или резиновых перчаток. Ежедневная работа становится приятнее с интуитивно понятным интерфейсом и цифрами высотой 18 мм.

### ДО ЧЕТЫРЕХ КОДОВ ID НА ОБРАЗЦЕ

Коды ID вводятся с сенсорной клавиатуры или через сканер штрихкодов, за счет чего достигается полная прослеживаемость (по пользователям, образцам, партиям и т. д.).

### ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И СИЛЫ БЛАГОДАРЯ ЛЕГКОЙ ЧИСТКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Ветрозащитный кожух QuickLock снимается за несколько секунд без применения инструментов, а все детали можно мыть в посудомоечной машине. Гладкие и скругленные поверхности легко очищаются.

### ПРОСТОТА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Два интерфейса USB, RS232, Bluetooth (дополнительно). Встроенная функция PC Direct для передачи данных на ПК без дополнительного программного обеспечения.

## Характеристики METTLER TOLEDO MS 105DU/A

| Технические характеристики METTLER TOLEDO MS 105DU/A |                         |
|--|-------------------------|
| НВП  | 120 g/42 g              |
| Дискретность   | 0.1 mg;0.01 mg          |
| Воспроизводимость (контрольной гирей)                | 0.08 mg;0.02 mg (100 g) |
| Минимальный вес (USP)                                | 45 mg                   |
| Линейность   | 1,5 s                   |

