




ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Москва, ул. Тимирязевская, д. 10
+7 (495) 258-80-83
Беларусь, Минск, ул. Мухоморова, д. 10
+8 800 350-70-37
Ветеринарный институт, ул. Тимирязевская, д. 10
+7 (495) 258-80-83
Казахстан, Алматы, ул. Тимирязевская, д. 10
+7 (772) 258-80-83
zakaz@eskomp.ru



Са
ра

Ин

Ди
СС

Об
об

Ди
те

По
СС

Во
СС

Ис
пи

Ра

Ве

Описание Модуль измерения Anton Paar CarboQC ME измерение CO₂

CarboQC ME это измерительный модуль, который определяет истинное содержание CO₂ в напитках. Дополнительно прибор определяет содержание других растворенных в напитке газов и их влияние на результат измерения CO₂ устраняется. Комбинируйте модуль CarboQC ME с широким кругом приборов Anton Paar для сразу нескольких параметров напитка за один цикл измерения с минимальной пробоподготовкой. Эта командная работа дает быстрый и эффективный результат и при этом экономит место в Вашей лаборатории. Этот измерительный модуль может использоваться только с измерительными системами Anton Paar Поколения M: PBA-S, PBA-SI, PBA-SD, PBA-B и PBA-W.

Области применения

- Напитки
- Безалкогольные напитки и соки
- Вина, игристые вина
- Пиво

Стандарты

- Mebak Chapter 2.26.1.5
- ASBC Beer-13D: Dissolved Carbon Dioxide Volume Expansion Method
- EBC Chapter 9.28.5

Характеристики Модуль измерения Anton Paar CarboQC ME измерение CO₂

Параметр	Значение
Диапазон измерения CO ₂	От 0 до 12 г/л (от 0 до 6 об.) при 30°C, от 0 до 20 г/л (от 0 до 10 об.) при <15°C
Диапазон измерения температуры	От -3 до 30 °C
Повторяемость CO ₂	0.01 г/л (0.005 об.) CO ₂
Воспроизводимость CO ₂	0.05 г/л (0.025 об.) CO ₂
Объем образца	Около 150 мл
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	305 x 85 x 275 мм
Вес	Около 3.0 кг
Источник питания	Питание от основного прибора
Интерфейсы	2 x CAN