



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 35 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Пролетарская, 10

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

САЙТ: WWW.ZSKO.RU

Система упаривания «Rotavapor® Essential» от компании Buchi



Кот
«Р
ра:

Описание Система упаривания «Rotavapor® Essential» от компании Buchi

Компания BUCHI предлагает современное и эффективное решение для комплексных задач ротационного упаривания. Экономичная система «Rotavapor® Essential» широко применяется в химических лабораториях для высококачественного упаривания растворителей из смесей веществ, а также для разделения жидкостей.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Уникальная комплектация доступно удовлетворяет базовые потребности;
- Система обладает компактными размерами, что увеличивает рабочую поверхность;
- Интегрированная система экономит используемые ресурсы;
- Регулирование циркуляционным охладителем и вакуумным насосом осуществляется при помощи централизованного управления;
- Пользователь контролирует весь процесс упаривания благодаря точному регулированию вакуума;
- Высокая степень воспроизводимости результатов гарантируется следующими стабильными характеристиками:
 1. Давление вакуума;
 2. Температура нагревательной бани;
 3. Температура охлаждения;
- Практичность и простота применения системы благодаря эргономичной организации управления; интегрированная система делает использование системы максимально комфортным.

Комплектация Система упаривания «Rotavapor® Essential» от компании Buchi

Компонент	Характеристики
Ротационный испаритель Rotavapor® R-100	• Скорость вращения колбы регулируется вручную от 20 до 280 оборотов в минуту; • Наличие гнезда для ручного подъема системы упаривания; • Стандартное соединение SJ 29/32; • Нагревательная ванна B-100 с температурным диапазоном от 20 до 95° C; • Используемая колба для упаривания не должна превышать объем 4000 миллилитров (3 килограмма); • Электронный дисплей отображает информацию о фактической температуре и настройках прибора.
Интерфейс I-100 с бутылкой Вульфа:	• Управляется с помощью функциональных клавиш; • Два режима работы: ручной и таймер; • Индикация заданного и текущего давления; • Регулирование работы вакуумного насоса и рециркуляционного охладителя.
Вакуумный химически стойкий мембранный ПТФЭ насос V-100	• Конечное значение вакуума: 10 мбар (± 2 мбар); • Мощность всасывания 1,5 м3/ч.
Экологический рециркуляционный охладитель F-105	• Мощность охлаждения: 500 Вт при 15° C; • Температурный диапазон: от -10° C до +25° C; • Вращающаяся ручка для установки температуры с шагом в 1° C.