



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

DO ME 104E

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

По  
Эт



## Описание METTLER TOLEDO ME 104E

### ПРОСТОТА И ЛЕГКОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ

Повседневные операции взвешивания становятся простыми и эффективными благодаря тщательно продуманной эргономике аналитических весов NewClassic ME. Эти весы прекрасно подойдут для работы как учебной, так и научной лаборатории.

### НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ

Проверенные временем технологии МЕТТЛЕР ТОЛЕДО гарантируют стабильные результаты. Внутренняя калибровка запускается нажатием клавиши, позволяя с легкостью проводить настройку весов.

### ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко управлять весами: запуск калибровки или дополнительного режима взвешивания осуществляется нажатием клавиши. Ежедневная работа с весами ME будет эффективной и производительной.

### ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ ПРИБОРЕ

Внутренняя калибровка и малое время стабилизации сделают работу с весами легкой и удобной. Дисплей с крупными цифрами высотой 19 мм позволит считать результат при любом освещении.

### НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Аналитические весы ME предназначены для длительной эксплуатации. Прочная конструкция и высококачественные материалы гарантируют пользователю точность показаний в течение всего срока службы.

## Характеристики METTLER TOLEDO ME 104E

| Технические характеристики METTLER TOLEDO ME 104E |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| НВП                                               | 120 g          |
| Дискретность                                      | 0,1 mg         |
| Воспроизводимость (контрольной гирей)             | 0,1 mg (100 g) |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83