



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

компактный линейный MALDI-TOF масс-спектрометр



Описание Shimadzu MALDI-TOF

Новейшая масс-спектрометрическая система для высокопроизводительного анализа белков, пептидов, синтетических полимеров и олигонуклеотидов.

MALDI-8020 — линейный MALDI-TOF масс-спектрометр разработан для лабораторий, которым необходима экономичная платформа MALDI-TOF. Располагая более совершенной скоростью сбора данных и аппаратурой по сравнению с системой AXIMA-Assurance, новый MALDI-TOF масс-спектрометр функционально прост, но показывает высокую производительность в сочетании с компактными габаритами.

Основные преимущества MALDI-8020:

- Линейный режим работы масс-анализатора;
- Твердотельный лазер 200 Гц, 355 нм;
- Система быстрой загрузки образцов;
- Запатентованная система автоматической лазерной очистки элементов ионной оптики TrueClean™;
- Компактное настольное исполнение;
- Пониженный уровень шума (< 55 дБ).

Широкоапертурная ионная оптика минимизирует риск загрязнения источника ионизации и обеспечивает длительную бесперебойную работу MALDI-8020.

Программное обеспечение MALDI Solutions™ включает базу данных Microsoft® SQL для безопасного хранения результатов анализов и параметров работы масс-спектрометра. Программное обеспечение поддерживает гибкую настройку параметров доступа пользователей к настройкам прибора и данным.

Оptionальное программное обеспечение SampleStation and AuraSolution обеспечивает автоматический анализ большого количества образцов. Это ПО было разработано специально для того, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований посредством расширенных функций защиты данных и контроля входа в систему.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83