



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Предобъективная тепловизионная насадка

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ди
те

Ти
ди

Ма
ко

Вр
ч

Ча

Описание Rakita

Предобъективная тепловизионная насадка Rakita это предобъективная тепловизионная насадка с разрешением сенсора 640x512 пикселей. Объектив насадки с фокусным расстоянием 75мм обеспечивает высокое качество тепловизионного изображения. Насадка оснащена системой юстировки для точного совмещения точки прицеливания с дневным прицелом. Крепление стандарта Picatinny предназначено для установки насадки на стандартные места крепления перед дневными прицелами. Имеет один спектральный канал. Rakita отличается компактным и простым дизайном, водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, а также отличной ударопрочностью. Кронштейн оригинальной конструкции с демпфером отдачи.

Характеристики Rakita

Параметры	Значение
Диоптрийная регулировка окуляра	5~+5
Инфракрасное поле зрения	4.9°X 3.9°
Удаление выходного зрачка	43мм
Шаг пикселя	12 мкм
Спектральный диапазон	8~14 мкм
Покрытие линз	anti fog
Полная информация об устройстве	
Дисплей	1024×768 OLED, 0,5-ДЮЙМОВЫЙ
Вес	≤1,1 КГ (С АККУМУЛЯТОРОМ)
Режим изображения	Термальный, контурный, подсветка цели
Ударная стойкость	1000g
Время работы от батареи	≥12 ч
Размеры	181×73,5×105 MM
Интерфейс	Круглый разъем
Рабочая температура	40°C~+55°C
Температура хранения	-45°C 70°C
Тип аккумулятора	2 X 18650
Корпус	Алюминиевый сплав
Степень защиты	ip67
Другие особенности	Регулировка яркости экрана / проводная и беспроводная передача изображений / дальноммерная сетка / устройство имеет программное обеспечение, позволяющее перемещать изображение по осям x и y для приведения к нормальному бою / сброс нуля / самодиагностика / защита от переполновки и защита от переразряда / крышка объектива
Технические характеристики ИК-системы	
Ик детектор	640×512 VOX

Параметры	Значение
Фокусное расстояние объектива	75 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83