



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## CSF 6 Аппарат для промывки и фильтрования диетических пищевых волокон



Пр  
со,  
ме

### Описание CSF 6 Аппарат для промывки и фильтрования диетических пищевых волокон

После энзиматического разложения образца требуется промыть остатки и высушить.  
Для промывания используется прибор CSF6.  
Прибор позволяет обработать независимо до 6 образцов.

#### Готовое решение

- Тигли с пористым дном в комплекте
- Насос встроен в прибор

#### Удобно и быстро

- Промывка и фильтрование быстрее 20 минут, независимо от количества образцов
- Подача сжатого воздуха для улучшения промывки

### Характеристики CSF 6 Аппарат для промывки и фильтрования диетических пищевых волокон

Технические характеристики:

Основные характеристики	
Корпус:	Сталь с эпоксидным покрытием
Насос для откачки:	Перистальтический
Подача воздуха	Регулируемая
Напряжение	220 В
Вес	28 кг
Размеры (Ш×В×Г)	750x420x380 мм

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83