



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

**современного ТГ-ИК-ГХ/МС**

8 (495) 258-80-83  
ул. Дегтярковского, дом 51

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Кл

- С
- Е
- п
- Е



## Описание Система для одновременного ТГ-ИК-ГХ/МС

Совмещение ТГ-ИК-ГХ/МС - это самый мощный метод для исследования смесей неизвестного состава, позволяющий идентифицировать и количественно определять основные компоненты, а также добавки и загрязнители. Такие системы могут применяться для исследования конкурентной продукции, либо для тестирования продукции на соответствие действующим нормативам. В состав систем ТГ-ИК-ГХ/МС входит линия переноса TL9000, позволяющая направлять выделяющиеся газы из термогравиметрических анализаторов в ИК-Фурье спектрометры и ГХ/МС. Она предназначена для работы с анализаторами TGA и STA, ИК-Фурье спектрометрами Spectrum Two или Frontier, а также масс-спектрометрами или ГХ/МС, например с Clarus SQ 8.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**