



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!


(MSC) P/D 790 (S22-7841-2) Ft

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Кс
ин
та

Описание Кювета Cuvette (MSC) P/D 790 (S22-7841-2) Ft

Кювета Cuvette (MSC) P/D 790 (S22-7841-2) Ft — это специализированный расходный материал, предназначенный для использования в автоматизированном инфракрасном анализаторе FOSS MilkoScan™ FT3. Она применяется при спектрофотометрическом анализе молока для определения ключевых параметров, таких как содержание жира, белка, лактозы, плотности и сухого остатка.

Преимущества:

- Высокая прозрачность в ближнем ИК-диапазоне
- Сопротивляемость химическим очищающим средствам
- Совместимость с автоматической системой подачи проб
- Обеспечение стабильных и точных результатов анализа
- Идентификационный код: S22-7841-2
- Ft (Footprint): указывает на стандартный размер и форму кюветы, соответствующие требованиям оборудования FOSS для корректной установки и работы в системе MilkoScan FT3.

Характеристики Кювета Cuvette (MSC) P/D 790 (S22-7841-2) Ft

Характеристика	Описание
Тип кюветы	MSC (Mid Size Cuvette)
Длина оптического пути	Стандартно 10 мм
Рабочий диапазон длины волны	До 790 нм (P/D – Photo Diode)
Материал	Высококачественное кварцевое или оптически чистое стекло
Объем образца	~3–4 мл
Совместимость	Специально разработана для анализаторов серии MilkoScan™, включая FT3
Назначение	Для подготовки образцов молока перед анализом; обеспечивает высокую точность и воспроизводимость результатов благодаря прецизионной геометрии и оптическим свойствам

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83