



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

CENTER 340

Артикул: 912100

CENTER®



АКЦИЯ

~~14 190~~

8 316 с НДС

С ПОВЕРКОЙ +1 500

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

Госреестр 38084-08

✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

Описание CENTER 340

Логгер CENTER 340 предназначен для регистрации температуры и имеет водостойкое исполнение, что позволяет использовать его в условиях высокой влажности: в оранжереях, на рыбо- и мясоперерабатывающих предприятиях и пр.

Большой объем памяти логгера CENTER 340 позволяет сохранять до 64 000 записей. Это даёт возможность использовать прибор для обеспечения длительного температурного контроля с документированием всех получаемых результатов.

Широкий диапазон регистрируемых температур от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$ при погрешности не более $0,7^{\circ}\text{C}$ позволяет использовать CENTER 340 для решения разнотипных задач: например, для проверки соблюдения режимов хранения пищевых продуктов или контроля технологических процессов в лабораториях и на производстве. Интервал записи регистратора может регулироваться от 1 секунды до 60 минут, поэтому CENTER 340 прекрасно подходит для контроля как динамично меняющихся, так и стабильных процессов.

ЖК-дисплей, которым оснащён логгер CENTER 340, отражает текущие значения температуры. Благодаря этому вы можете использовать прибор не только для регистрации, но и для постоянного мониторинга показателей. Также на экране в виде специальных индикаторов отображаются степень заполнения памяти и ресурс батареи питания. Это позволяет вовремя производить обновление ресурсов прибора. Для обеспечения возможности считывания данных при плохом освещении логгер оснащается подсветкой дисплея.

ИК-интерфейс RS-232, встроенный в регистратор температуры CENTER 340, позволяет оперативно считывать сохраненные в памяти данных с помощью коммуникационного модуля CENTER 345 бесконтактным способом.

Для подготовки прибора к работе достаточно установить текущую дату и время, выбрать нужный интервал записи и единицы измерения температуры, и запустить процесс записи. Задание параметров может производиться как посредством кнопок на панели самого прибора, так и с помощью ПК. Используя входящее в комплект поставки CENTER 340 программное обеспечение TestLink, вы можете не только настраивать логгер и осуществлять экспорт сохраненных в памяти данных, но и просматривать и анализировать их в цифровом или графическом виде.

Прибор оснащен внутренним источником питания, в качестве которого используются 2 батарейки типа AAA. Они обеспечивают непрерывную работу CENTER 340 в течение года при интервале записи 1 мин. Благодаря этому вы можете эффективно использовать логгер практически в любом месте, в частности, на складах, где нет розеток электросетей.

Купить логгер CENTER 340 будет полезно для осуществления измерений при повышенной влажности, хотя высокая точность прибора позволяет эффективно использовать его и в других условиях.

Компания ТД «ЭСКО» является крупным официальным дистрибьютором CENTER в России.

Наши преимущества:

- Гибкая система скидок для оптовых клиентов
- Большие складские остатки продукции CENTER. Все ходовые позиции в наличии.
- Низкие цены на поверку приборов. Поверка за 5-7 рабочих дней.
- Экономия на логистике. Возможность отгрузки от наших филиалов в регионах.

Позвоните по телефону **8 (800) 350-70-37** или

Отправьте запрос и получите самое выгодное предложение на рынке.

Характеристики CENTER 340

	CENTER 340
Температура	
Диапазон температур	$-30^{\circ}\text{C} \dots 70^{\circ}\text{C}$; $-22^{\circ}\text{F} \dots 158^{\circ}\text{F}$
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C} / 0,1^{\circ}\text{F}$
Погрешность измерения	$\pm 0,7^{\circ}\text{C} (\pm 1,3^{\circ}\text{F})$
Дисплей	
Тип индикатора	Жидкокристаллический
Подсветка дисплея	Светодиодная
Формат индикации	3 разряда
Общие данные	
Источник питания	2X1,5 В (элементы AAA)

Время работы	1 год (при интервале регистрации 1 мин)
Габаритные размеры	92 x 55 x 21 мм
Масса	95 г

Комплектация CENTER 340

- Логгер Center 340
- Источник питания (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Кабель RS-232
- Программное обеспечение

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU