



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

CSF 6 Аппарат для промывки и фильтрования диетических пищевых волокон



Пр
со,
ме

Описание CSF 6 Аппарат для промывки и фильтрования диетических пищевых волокон

После энзиматического разложения образца требуется промыть остатки и высушить.

Для промывания используется прибор CSF6.

Прибор позволяет обработать независимо до 6 образцов.

Готовое решение

- Тигли с пористым дном в комплекте
- Насос встроен в прибор

Удобно и быстро

- Промывка и фильтрование быстрее 20 минут, независимо от количества образцов
- Подача сжатого воздуха для улучшения промывки

Характеристики CSF 6 Аппарат для промывки и фильтрования диетических пищевых волокон

Технические характеристики:

Основные характеристики	
Корпус:	Сталь с эпоксидным покрытием
Насос для откачки:	Перистальтический
Подача воздуха	Регулируемая
Напряжение	220 В
Вес	28 кг
Размеры (Ш×В×Г)	750x420x380 мм

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83