



ТД «ЭСКО»

Точные измерения  
— наша профессия!

Концентратор MULTIVAP 6

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание Agilent MULTIVAP 6

MultiVar 6 является базовым ручным концентратором с шестью независимыми каналами. Образцы концентрируются во флаконах, что снижает риск потери при переносе. Скорость потока азота в каждом канале, а также положение игл можно регулировать независимо. Однородность температуры достигается благодаря нагревательному блоку из алюминиевого сплава.

- Параллельное концентрирование до 6 образцов объемом до 40 мл.
- Возможность одновременной или раздельной работы с шестью каналами.
- Продувка азотом в сочетании с режимом концентрирования тепла.
- Технология сухого блочного нагрева во избежание возможного воздействия водяного пара.
- Температурный контроллер P.I.D. с цветным дисплеем.
- Возможность регулировки положения и высоты игл для подачи азота в зависимости от объема сосуда и объема образца.
- Выделенный регулятор расхода азота для каждого канала.
- Совместимость с флаконами Sepaths UP.
- Уникальный «открытый вид» для контроля уровня объема образца во время процесса испарения.
- Диапазон температур от температуры окружающей среды до 120 °C.

## Характеристики Agilent MULTIVAP 6

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Масса, кг             | 8               |
| Габариты: (ДхШхВ), см | 13x35x20        |
| Питание               | 230 В, 50/60 Гц |

\* Lab Tech настоятельно рекомендует использовать оригинальные генераторы азота

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**