



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## 287 метод Б(для БНТИ-05-04)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKO.RU

ГОСТ 20287 метод Б Комплект приспособлений



### Описание Термех ГОСТ 20287 метод Б(для БНТИ-05-04)

ГОСТ 20287 метод Б Комплект приспособлений для БНТИ-05-04

Комплект приспособлений:

- 1 Корзина - 1 шт.
- 2 Держатель правый - 1 шт.
- 3 Держатель левый - 1 шт.
- 4 Пробка резиновая №19 - 3 шт.
- 5 Пробка резиновая №40 - 2 шт.
- 6 Пробирка П-1-22-160 ТС с меткой 30 мм от дна- 2 шт.
- 7 Пробирка П-1-42-130 ТС - 2 шт.

Предназначен для размещения в жидкостной бане БНТИ-05-04.

Используется при определении температуры застывания нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287 (метод Б).

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83