



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

287 метод Б(для КРИО-Т-05-01)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Поворот



Описание Termex ГОСТ 20287 метод Б(для КРИО-Т-05-01)

Поворотный держатель и пробирки для определения температуры застывания по методу Б ГОСТ 20287

Поставляется три варианта комплекта приспособлений:

ГОСТ 20287 метод Б комплект приспособлений – для криостатов КРИО-ВТ-05-01 и КРИО-ВТ-05-02

ГОСТ 20287 метод Б комплект приспособлений – для криостата КРИО-ВТ-05-04

ГОСТ 20287 метод Б комплект приспособлений – для криостатов КРИО-ВИС-Т-06 и КРИО-ВИС-Т-06-01

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83